

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL															
PUBLICACION															
Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de junio de 2024															
FECHA DE PUBLICACION															
Jul-24															
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de almacenamiento	Vida útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 3. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2021MB-0015957-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPEPAS DE LA CEPA JERRY LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07B054	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	OLIOSIDO DE SALMONELLA TYPHI (CEPA T Y 2)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
4	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2021MB-13946-R2	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + TOXOIDE PERTUISIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSIÓN INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07AJ52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - SAINT AMAND LES EAUX	1. RIXENSART - BELGICA 2. MARGURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BROSOLICATO TIPO I CON TAPÓN DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
6	34332	VERORAB®	INVIMA 2016M-0011546-R3	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1, CAJA POR 5 Y CAJA POR 10 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07B001	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
7	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK: 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	24 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC (SUSTANCIA ACTIVA Y PT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME LLC & VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	20019145	VAGTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1,0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME LLC	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07B011	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA

10	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NOVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	PROTEINA L1VPH 6: 30 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADA(S) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO; CAJA X 1 0 10 VIAL (S) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2.MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	20018959	MENVEOB®	INVIMA 2017M-0011552-R1	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPÓN DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPÓN DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LÍQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPÓN DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPÓN DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LÍQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTE ES ESTABLE QUÍMICA Y FÍSICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07A08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa -HEPb -IPV - Hib)	INVIMA 2017M-14204-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Vb+Pv) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25mL CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Vb+Pv) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS. CAJA CON VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25mL CON LLA CON 0,5 ML AGUAS HIPODERMICAS CONTENIENDO 0,5 mL DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA CON VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25mL CON LLA CON 0,5 ML AGUAS HIPODERMICAS CONTENIENDO 0,5 mL DE SUSPENSIÓN INYECTABLE, EN UN EMPAQUE DE 10 VACUNAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	48 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARSBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	60052	RECOMVAX B SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2017M-003900-R2	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC01	VAKCINY S.A.S.	LG CHEM LTD	JEOLLABUK-DO -REPÚBLICA DE COREA	VAKCINY S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA
14	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0008859-R1	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2,2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 + 2,8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 + 2,2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 + 2,0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 + 2,3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGERE DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	24 MESES	J07BH02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	40062	VA-MENGOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON VIAL X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0,5mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON GRADILLA X10 VIALES X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0,5mL).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	RIONEGRO - COLOMBIA
16	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	CEPA A(VICTORIA/4897/2022 (H1N1) PD/M09 - CEPA ANALOGA (A/VICTORIA/4897/2022 (V/R-238) - CEPA A(THAILAND/8/2022 (H3N2) - CEPA ANALOGA (A/CALIFORNIA/122/2022, SAN 022) + CEPA B(AUSTRIA/13594/17/2021 (LINEAJE B(VICTORIA) - CEPA ANALOGA (B(MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA B(PHUKET/3073/2013 (LINEAJE B(YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B(PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACION (2°C- 8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B802	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL-DE-REUIL - FRANCIA	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2.SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2.
17	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 mL (UNIDOSIS), CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML.	SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07A01	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME LLC	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

18	20146427	INFLUVAO® TETRA	INVIMA 2020MB-000008	HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO A/VICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09 (A/VICTORIA/4897/2022, IVR-238) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO A/THAILAND/8/2022 (H3N2) (A/THAILAND/8/2022, IVR-237) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO A/AUSTRIA/1359417/2021, BVR-26) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA O PREGARADA DE DOSIS UNICA CON AGUA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B802	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V. ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS PAISES BAJOS	WEESP.	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CALI - COLOMBIA
19	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA		SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS: 1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS: 1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS: 1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS: 0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS: 1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS: 1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS: 1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 18C Y TOXOIDE TETANICO (RELACIÓN MEDIA PDIPS: 1.4)+CONJUGADO DE	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MAS UNA AGUA DE ACERO 25G1 (TERUMO)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07A402	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SFT 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. BIOLOGICALS INSTALACIÓN SADA DE	1. GODOLLO - HUNGRIA 2. SINGAPUR - SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA		GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2020MBT-007238-R2	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON CCT CON AGUJA, PREENLADADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y PRTC CON AGUJA, PREENLADADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y TAPA DE PUNTA DE CAUCHO FMSICON AGUJA, PREENLADADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA		GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	20071968	FLIQUADRI® VACUNA ANTINFUENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/HONG KONG/2671/2019, IVR-208 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/VICTORIA/2570/2019, IVR-215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/PHUKET/3073/2013 (WILD TYPE VIRUS)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/02/2019 (WILD TYPE VIRUS)	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0.5mL, CON ADAPTADOR LUER-LOCK, EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHÓN SIN LÁTEX.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. MANTENER PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B802	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA		1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
23	19983099	M-M-R® II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTITIS DE LA CEPA JERYL LYNN 8 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VAL. (Y 10 VIALES) CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°A 8°C)	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME LLC 3. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 4. PANTHEON PHARMACEUTICAL INC	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. NORTH CAROLINA - USA		MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
24	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5mL. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA		1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
25	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0006714-R1	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PREENLADAS CON 0.5mL DE SUSPENSIÓN. JERINGA/VIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUA DE 25 G X 58°	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DÍAS DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC 2. MERCK SHARP & DOHME LLC (FABRICADOR DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA		MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

26	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	RIONEGRO - COLOMBIA
27	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR). PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART-BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A	1. RIXENSART-BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	19950911	VAMRIX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	VIRUS VIVO ATENUADO DEL SARAMPION (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 ⁴ 3.0 DIC50. VIRUS VIVO ATENUADO DE LA PAROTIDITIS (CEPA RIT 4385, DERIVADA DE JERYL LYNN) NO MENOS DE 10 ⁴ * 4.4 DIC50. VIRUS VIVO ATENUADO DE LA RUBEOCLA (CEPA WISTAR RA 273) NO MENOS DE 10 ⁴ * 3.0 DIC50. VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ⁴ * 3.3 UFP	CAJA X1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS DE LIOFILIZADO + JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON DILUENTE PARA RECONSTITUCION + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07BD54	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE VACCINES GMBH (GRANEL PAROTIDITIS) 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. WAVRE-BELGICA 2. BRUSSELS-BELGICA 3. MARBURG-ALEMANIA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE-FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	230249	INFANRIX-IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBITULO Y AGRAFE DE ALUMINO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MAS UNA JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB, MAS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. OSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PRP-TT)	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR- SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRIBOSIL RIBITOL)-CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE 0,5ml CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA 0,5ml SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE- FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA RIX4414) NO MENOS DE 10 ⁴ X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

33	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0.5 ML.) CAJA PLEGADIZA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 0.5 ML (LA CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0.5 ML.) CAJA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA, CADA VIAL CON CAPACIDAD DE 3ML. CONTIENE 1ML DE DOSIS EN CONCENTRACION DE 20MCG.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
34	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTITIS (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 27/3)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON ALUMINIO FLIP-OFF Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5ml. DE SOLVENTE Y AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO DEBE INYECTARSE INMEDIATAMENTE. EN CASO DE NO USARSE INMEDIATAMENTE LA VIDA UTIL DE LA VACUNA RECONSTITUIDA ES DE 8 HORAS EN CONDICIONES DE REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C.	24 MESES	J07B052	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. CORIXA CORPORATION D/BA GLAXOSMITHKLINE VACCINES. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GSK VACCINES GMBH	1. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. MARBURG - ALEMANNIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2022MB-0015095-R1	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. TOXOIDE PERTUSSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I. TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS. CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS. CON 2 AGUJAS SEPARADAS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I. TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. BUENOS AIRES	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0.5ML CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	19933276	TETRAMIX®	INVIMA 2023MB-0002333-R1	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (BORDETELLA PERTUSSIS ANTIGENS) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT).	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2023MB-0015084-R1	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PRELLENADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 2 (Y 20) AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07A108	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 6. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS LLC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. WAVE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. PUURS - BELGICA 6. NORTH CAROLINA - USA	1. PFIZER S.A.S.	1. BOGOTÁ - COLOMBIA

40	20201965	QDENGA VACUNA TETRAVALENTE CONTRA EL DENGUE (ELABORADA CON VIRUS VIVOS, ATENUADOS)	INVIMA 2023MB-00000083	SEROTIPOS 1, 2, 3 Y 4 DEL VIRUS DEL DENGUE (VIVO, ATENUADO)	CAJA POR 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA DE SOLVENTE + 2 AGUJAS. CAJA POR 5 VIALES + 5 JERINGAS PRECARGADAS DE SOLVENTE + 10 AGUJAS. CAJA POR 1 VIAL + 1 VIAL DE SOLVENTE. CAJA POR 10 VIALES + 10 VIALES DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	24 meses a -20°C ± 5°C seguido de 18 meses contados a partir de la fecha de transición de la condición de almacenamiento congelado (de -20°C ± 5°C a 5°C ± 3°C). En su envase y empaque original. Una vez reconstruido. Almacenar máximo hasta 2 horas a 30°C ± 2°C con 75% de H.R.	4 MESES A -20°	J07BX01	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	IDT BIOLOGIKA GMBH	DESSAU-ROBLAU- ALEMANIA	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20201298	MENQUADFI® MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE (MONOVALENT CONJUGATE).	INVIMA 2023MB-0000092	POLISACARIDO MENINGOCOCCO SEROGRUPO A, C, Y, W135. TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA).	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSILICATO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO GRIS DE 13 MM Y CIERRE FLIP-OFF.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES ENTRE 2°C Y 8°C	J07AH08	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR INC. SANOPI PASTEUR	2. 1. PENNSYLVANIA - USA MARCY L'ETOILE	2. SANOPI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
42	20232785	VAXNEUVANCE®	INVIMA 2023MB-0000090	POLISACARIDO DEL SEROTIPO NEUMOCOCCO 1, 2, 3, 4, 5, 9A, 9B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F Y CRM197	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE 0.5ML CON 1 AGUJA DE COLOR AZUL Y UNA AGUJA DE COLOR SALMÓN. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE 0.5ML CON 10 AGUJAS DE COLOR AZUL Y 10 AGUJAS DE COLOR SALMÓN.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	24 MESES	J07AL02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MSD INTERNATIONAL GMBH T/A MSD IRELAND	CARLOW-IRLANDA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20211243	BEKSERO VACUNA MENINGOCOCCAL MULTICOMPONENTE DEL GRUPO B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2024MBT-0000098	RP287-953 50 MCG, RP961C 50 MCG, RP936-741 50 MCG, OMV 25 MCG	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS MUESTRA MEDICA: CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.	SOVICILLE-ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	20236367	SHINGRIX VACUNA CONTRA EL HERPES ZOSTER (VZ O CULICERILLA)	INVIMA 2024MTB-0000100	ZOSTER. VIVA ATENUADA	CAJA CON 1 Y CAJAX 10 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF. MAS UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPON DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AGR. MUESTRA MEDICA: CAJA 1 Y CAJA X 10 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF. MAS 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPON DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AG.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	IM - INTRAMUSCULAR	ALMACENADO A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. TRAS LA RECONSTITUCION LA VACUNA DEBE UTILIZARSE DE INMEDIATO, SI ESO NO ES POSIBLE, DEBE ALMACENARSE EN REFRIGERADOR (ENTRE 2°C Y 8°C). SI NO SE UTILIZA EN UN PERIODO DE 8 HORAS, DEBE DESECHARSE	36 MESES	J07BK03	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA	1. RUE DE L'INSTITUT 89 -1330 RIXENSART 2. PARC DE LA NOIRE EPINE AVENUE FLEMING, 20 1300 WAVR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	AVENIDA EL DORADO 698 45 PISO 9

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAM	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)+TOXOIDE DE TETANO (>= 60 UI)+BORDETTELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (>= 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 36.7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0.6 MCMIL. DE ALUMINIO) <= 1.25 MG+TIOMEROSAL 0.01% W/V+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VIAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0.5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL. CAJA POR 1 O 20 JERINGAS DE VIDRIO CON TAPON DE GOMA, VÁSTAGO DE EMBOLO EN POLIPROPILENO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	RIONEGRO- COLOMBIA
2	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	VIRUS ATENUADO DE VARICELA ZOSTER NO MENOS DE	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION MAS DOS AGUJAS.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GATALENT BELGIUM S.A 3. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO) 6. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA 6. ABANO TERME - ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2022MB-0014777-R1	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PRELLENADA POR 1mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	36 MESES	J06B804	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	GRIFOLS COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ - COLOMBIA

4	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	TOXOIDE TETÁNICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML. AMPOLLA EN VIDRIO DE 0.5 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	CAJICA - COLOMBIA
5	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	VIRUS DE SARAMPIÓN NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA 0.5ml. DE AGUA PARA INYECCIÓN EN AMPOLLA DE VIDRIO. CAJA POR 50 VIALES (VIAL DOSIS ÚNICA) PARA RECONSTITUIR EN 0.5 mL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07BD52	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S	CHIA - COLOMBIA
6	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO. CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA. 1 mL DE SUSPENSIÓN EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07BC01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S	CHIA - COLOMBIA
7	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	CEPA DE TIPO A/SYDNEY/5/2021 (H1N1) POM09 (A/SYDNEY/5/2021, VR-229)-CEPA DE TIPO A/DARWIN/9/2021 (H3N2) - CEPA ANALOGA (A/DARWIN/9/2021, VR-227)-CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 - CEPA ANALOGA (B/AUSTRIA/1359417/2021, BVR-26)-CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELLENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLÁSTICO RÍGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VASTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0.5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
* Novedades de la publicación del mes de Junio de 2024															
<p>1. La vacuna TRIMENB® con expediente 20114308 y registro sanitario INVIMA 2019M-0019054, se elimina del listado por PERDIDA DE EJECUTORIEDAD mediante la resolución No. 2024028246 de 20 de Junio de 2024.</p> <p>2. La vacuna SHINGRIX VACUNA CONTRA EL HERPES ZÓSTER (HZ O CULEBRILLA) con expediente 20236367 y registro sanitario INVIMA 2024MTB-0000100, se agrega al listado de vacunas con registro sanitario vigente.</p>															